

## Elektroden 120-401-000 bis 123-609-104

CE 0123

### Elektroden

für die Elektrodenhandgriffe der Firmen Aesculap, Berchtold, ERBE, Conmed, Martin, MICROMED und Valleylab

#### Wichtige Hinweise:

- Die Elektrode muss vor jeder Benutzung überprüft werden.
- Elektrode vor mechanischer Beschädigung schützen.
- Elektrode nicht knicken.
- Nur im Autoklaven bis +134° C. sterilisierbar.
- Nicht in Heißluft sterilisieren.
- Desinfektion bis 95° C.
- Die Angaben der Desinfektionsmittelhersteller müssen unbedingt eingehalten werden.

### Electrodes

for electrode handle for Aesculap, Berchtold, Conmed, ERBE, Martin, Micromed and Valleylab

#### Important notes:

- Always check the electrode before use.
- The electrode must be protected against mechanical damage.
- The electrode must not be subjected to severe handling.
- Can only be sterilized in autoclave up to +134° C.
- Must not be sterilized in hot air.
- Can be disinfected up to 95° C.
- The manufacturer's instructions concerning concentration of the disinfectant must be strictly adhered to.

### Electrodes

destiné aux poignée d'électrode de l'entreprises Aesculap, Berchtold, Conmed, ERBE, Martin, Micromed et Valleylab

#### Indications importantes :

- Contrôler la electrode de connexion avant chaque utilisation.
- Protéger la electrode de toute dégradation mécanique.
- Ne pas plier fortement la electrode.
- Stérilisable seulement en autoclave jusqu'à +134°C.
- Ne pas stériliser à l'air chaud.
- Désinfecter jusqu'à 95°C.
- Respecter impérativement les consignes du fabricant du désinfectant.

### Electrodos

Por la empuñadura de la casa Aesculap, Berchtold, Conmed, ERBE, Martin, Micromed y Valleylab .

#### Notas importantes:

- El electrodo tiene que comprobar antes de cada utilización.
- Proteger el electrodo de daños mecánicos.
- No plegar con fuerza el electrodo.
- Puede esterilizarse sólo en autoclave a temperaturas de hasta +134 °C.
- No debe esterilizarse con aire caliente.
- Puede desinfectarse en lavadoras a una temperatura máxima de 95 °C.
- Tiene que observar terminantemente las instrucciones del fabricante al usar el agente desinfectante.

### Elettrodi

Per il manico elettrodo Aesculap, Berchtold, Conmed, ERBE, Martin, Micromed e Valleylab.

#### Avvertenze importanti

- Controllare il elettrodo prima di ogni uso.
- Proteggere il elettrodo da tutto danneggiamento meccanico.
- Non piegare il elettrodo in modo forte.
- Sterilizzare solo in autoclave fino a +134°C.
- Non sterilizzare in aria calda.
- Lavaggio in lavatrice fino a 95°C.
- Bisogna osservare gli istruzioni dei produttori dei disinfettanti.

Made in Germany

09.2010

Micromed  
Medizintechnik GmbH

Eisenbahnstr. 84  
D-78573 Wurmlingen

Tel. +49 7461 96 48 55-0  
Fax +49 7461 96 48 55-95

info@micromed.biz  
www.micromed.biz