



MICROMED®



Elektrochirurgie-Gerät
Electrosurgical unit

MDI

Das ideale HF-Gerät für kleinere **monopolare** Eingriffe.

Das Hochfrequenzchirurgie Gerät mit der Ausgangsleistung von 50 Watt erfüllt alle Ansprüche für kleinere monopolare Eingriffe. Das MDI verfügt über vier verschiedene Stromarten: monopolar schneiden sowie monopolar koagulieren. Die Auswahl der Stromart erfolgt per Tastendruck. Über den Drehknopf wird die Ausgangsleistung schnell und einfach verändert.

Das MDI ist für verschiedene Einsatzbereiche, wie z.B. chirurgische, dermatologische, dentale, HNO- und veterinärmedizinische Anwendungen geeignet.

The ideal unit for small **monopolar** applications.

The electrosurgical unit with output power of 50 Watt meets all requirements for small monopolar applications. The MDI has four different types of current: two each for monopolar cutting and two each for monopolar coagulation. The type of current is set by pushbutton. The output power is regulated fast and easily by a turning knob.

The MDI is suitable for various application areas, e.g. for surgical, dermatological, dental, ENT and veterinary procedures.

50 Watt



Monopolares Schneiden mit 2 Betriebsarten
Monopolar cutting with 2 operation modes



Monopolare Koagulation mit 2 Betriebsarten
Monopolar coagulation with 2 operation modes



Mikro-Funktion reduziert die Ausgangsleistung
Micro switch for low-power applications

150-001-001

Monopolar Schneiden 1	Monopolar cut 1	50 Watt, 500 Ω
Monopolar Schneiden 2	Monopolar cut 2	50 Watt, 1000 Ω
Monopolare Koagulation 1	Monopolar coagulation 1	50 Watt, 500 Ω
Monopolare Koagulation 2	Monopolar coagulation 2	35 Watt, 1000 Ω
Typ	Type	BF
Abmessungen	Dimensions	270x127x260 mm
Gewicht	Weight	5,5kg
Gewährleistung (Monate)	Warranty (months)	24
Netzanschluss	Mains supply	115/230 Volt

Artikelnummer	Bezeichnung	Description
150-001-001	HF-Chirurgie-Gerät MD1	HF surgical unit MD1
151-001-001	Zubehörsatz Dental MD1	Accessory Set Dental MD1
151-001-002	Zubehörsatz Dermatologie MD1	Accessory Set Dermatology MD1
151-001-003	Zubehörsatz Chirurgie MD1	Accessory Set Surgery MD1
151-001-004	Zubehörsatz Kosmetik MD1	Accessory set cosmetic MD1
	Weitere Sets auf Anfrage	Further set options available upon request

Mikro Schneiden 1	Micro cut 1	20 Watt, 500 Ω
Mikro Schneiden 2	Micro cut 2	20 Watt, 1000 Ω
Mikro Koagulation 1	Micro coagulation 1	10 Watt, 500 Ω
Mikro Koagulation 2	Micro coagulation 2	10 Watt, 1000 Ω

Beispiele aus dem Anwendungsspektrum:

Epilation, Akne, Pusteln, Furunkel, Besenreiser, Couperose, Entfernung von Warzen, Lupus Vulgaris, Naevi, Keloid, Clavi, Tattoo Entfernung, Altersflecken, Faltenbehandlung, Nasenpolypen, Epistaxis, Pruritis Vulvae, Geschwülste der Harnröhre, Vaginal-Zysten, Cervix-Polypen und Adenome Zysten.

Examples for application areas:

Epilation, acne, pustules, furuncles, spider veins, couperose, removal of warts, lupus vulgaris, naevi, keloid, clavi, tattoo removal, age spots, wrinkle treatment, nasal polyps, epistaxis, pruritus vulvae, ulcerated urethra, vaginal cysts, cervical polyps, adenoma cysts.

MD III



Das ideale HF-Gerät für **monopolare** und **bipolare** Eingriffe.

Das Hochfrequenzchirurgie Gerät mit der Ausgangsleistung von 80 Watt in der monopolaren und 70 Watt in der bipolaren Technik erfüllt alle Ansprüche der modernen Praxis. Das MDIII verfügt über fünf verschiedene Stromarten: monopolarer Schneiden sowie monopolarer und bipolarer Koagulieren. Die Auswahl der Stromart erfolgt per Tastendruck am Gerät. Über den Drehknopf wird die Ausgangsleistung schnell und einfach verändert.

Das MD III ist für verschiedene Einsatzbereiche, wie z.B. chirurgische, unfallchirurgische, ophthalmologische, gynäkologische, dermatologische, dentale, HNO- und veterinärmedizinische Anwendungen geeignet.

The ideal unit for **monopolar** and **bipolar** applications.

The electrosurgical unit with output power of 80 Watt for monopolar, and 70 Watt for bipolar applications, meets all requirements of modern practises. The MDIII has five different types of current: two each for monopolar cutting, two each for monopolar coagulation, as well as one for bipolar coagulation. The type of current is set by pushbutton. The output power is regulated fast and easily by a turning knob.

The MDIII is suitable for various application areas, e.g. for surgical, ophthalmological, gynaecological, dermatological, dental, ENT and veterinary procedures, as well as for trauma and reconstructive surgery.



Monopolares Schneiden mit 2 Betriebsarten
Monopolar cutting with 2 operation modes



Monopolare Koagulation mit 2 Betriebsarten
Monopolar coagulation with 2 operation modes



Bipolare Koagulation
Bipolar coagulation



Mikro-Funktion reduziert die Ausgangsleistung
Micro switch for low-power applications

150-003-001

Monopolar Schneiden 1	Monopolar cut 1	80 Watt, 500 Ω
Monopolar Schneiden 2	Monopolar cut 2	70 Watt, 1000 Ω
Monopolare Koagulation 1	Monopolar coagulation 1	70 Watt, 500 Ω
Monopolare Koagulation 2	Monopolar coagulation 2	50 Watt, 1000 Ω
Bipolare Koagulation	Bipolar coagulation	70 Watt, 125 Ω
Typ	Type	BF
Abmessungen	Dimensions	270x 127x260 mm
Gewicht	Weight	5,5kg
Gewährleistung (Monate)	Warranty (months)	24
Netzanschluss	Mains supply	115/230 Volt

Mikro Schneiden 1	Micro cut 1	30 Watt, 500 Ω
Mikro Schneiden 2	Micro cut 2	30 Watt, 1000 Ω
Mikro Koagulation 1	Micro coagulation 1	30 Watt, 500 Ω
Mikro Koagulation 2	Micro coagulation 2	20 Watt, 1000 Ω
Mikro Bipolare Koagulation	Micro bipolar coagulation	50 Watt, 125 Ω


Artikelnummer	Bezeichnung	Description
150-003-001	HF-Chirurgie-Gerät MD3	HF surgical unit MD3
151-003-001	Zubehörsatz Dermatologie MD3	Accessory Set Dermatology MD3
151-003-002	Zubehörsatz Kosmetik bipolar	Accessory set cosmetic bipolar
151-003-003	Zubehörsatz Chirurgie MD3	Accessory Set Surgery MD3
151-003-004	Zubehörsatz Dental MD3 Weitere Sets auf Anfrage	Accessory Set Dental MD3 Further set options available upon request

Beispiele aus dem Anwendungsspektrum:


Epilation, Akne, Pusteln, Furunkel, Besenreiser, Couperose, Fibrome und gestielte Warzen, Lupus Vulgaris, Naevi, Keloid, Clavi, Tattoo Entfernung, Altersflecken, Faltenbehandlung, Nasenpolypen, Epistaxis, Pruritis Vulvae, Geschwülste der Harnröhre, Vaginal-Zysten, Cervix-Polypen, Adenome Zysten, HNO, Mikrochirurgie, Plastische Chirurgie, Neurochirurgie und Gefäßchirurgie.

Examples for application areas:

Epilation, acne, pustules, furuncles, spider veins, couperose, pendunculated warts and fibroma pendulantia, lupus vulgaris, naevi, clavi, keloid, tattoo removal, age spots, wrinkle treatment, nasal polyps, epistaxis, pruritis vulvae, ulcerated urethra, vaginal cysts, cervical polyps, adenoma cysts, ENT, micro- plastic- neuro- and vascular-surgery.



www.micromed.com



Dieser Prospekt darf ausschließlich dem An- und Verkauf unserer Erzeugnisse dienen.
Das widerrechtliche Kopieren von Texten und Bildern und das Nachdrucken sind verboten.
Bei Missbrauch behalten wir uns die Rücknahme der Kataloge & Preislisten sowie Regressmaßnahmen vor.

Micromed Medizintechnik GmbH
Eisenbahnstr. 84
D-78573 Wurmlingen

Tel +49 7461 96 48 55 0
Fax +49 7461 96 48 55 95

info@micromed.com
www.micromed.com